

Wartung

Um ein gutes Funktionieren des Dosiersystems zu garantieren ist es äußerst wichtig, die richtigen Schläuche zu benutzen und sie regelmäßig auszutauschen. Verschlissene oder verkehrte Schläuche können dem System Schaden zufügen. Darum bieten wir ein Wartungsset an, bestehend aus einem Schlauchteil, Luftfilter und Heftkissen.

Um ein dauerhaftes Funktionieren des Dilumatic-M2 zu fördern raten wir Ihnen den Abschluß eines Wartungsvertrags. Dabei wird der Automat 1mal pro Jahr, inklusive Waage, kontrolliert und auf einwandfreies Funktionieren getestet. Falls nötig wird auch die Software geupdatet.

Sie erhalten von uns einen Wartungsbericht für ihre Akkreditierung.

Einen Wartungsvertrag können Sie mit unserem Kontaktformular anfragen.