

Warum

Unser Motto: Der DILUMATIC-M2 nimmt Ihnen die "dummen" und Routinehandlungen aus den Händen.

Zudem macht er das viel schneller und genauer, sodass Sie ihre Kenntnis und Erfahrung besser einsetzen können.

Sie möchten:

- Ein Probemuster verdünnen mit einem willkürlichen Verdünnungsfaktor bis zu 0,1 Gram genau, steril und möglich sogar mit einer giftigen oder radioaktiven Flüssigkeit…
- Dies sehr schnell und verlässlich ausführen…
- Alle Daten für eine spätere Kontrolle in einer Datenbank ihres PCs speichern können…
- Viel Zeit an Reinigungs- und anderen Kosten einsparen, wie z.B. Waschen und Sterilisieren
- Mit derselben Arbeitseinspannung viel mehr Analysen durchführen können…
- Die Anschaffungskosten so schnell möglich zurückzuerzielen. Schon ab durchschnittlich 20 Proben pro Tag sind diese in 2 Jahren erreicht…

…dann müssen Sie den Dilumatic-M2 haben.

Für das kleine und mittelgroße Labor sind viele der Zusatzoptionen interessant, während dem Routinelabor schon mit der Geschwindigkeit, das Scannen und die PC-Datalogging geholfen wird.

Warten Sie nicht länger. Viele kleine und große Unternehmen gingen Ihnen bereits voraus.